

Augenspülflasche

1000 ml, sterile Kochsalzlösung 0,9 %

Nur unangebrochene (versiegelte) Flaschen verwenden und nach Gebrauch nicht weiter benutzen. Lagerung bei 5 - 35 °C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko.

ANWENDUNG:

1. Den grünen Aufsatz um 180° drehen.
2. Vorsichtig das Auge spülen.

Nach dem Spülen in jedem Fall ärztlichen Rat einholen.



Ganz einfach nachbestellen:

QR-Code scannen oder

+49 (0) 531-318-318 anrufen

und **Bestellnr. 17003** angeben.

Reorder: www.kroschke.com/17003

954482C

Kroschke sign-international GmbH
Kroschkestr. 1, D-38112 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531-318-318